

ergo**model** **Flexicare**

**Le lit médicalisé polyvalent
et ultra-bas (11cm) qui prend soin des
résidents et des soignants**

Un lit médicalisé conçu pour répondre à votre réalité terrain et améliorer la vie de tous au quotidien.

FOURNISSEUR
resah
Référence




DLM
CRÉATIONS


Un lit médicalisé polyvalent et ultra-bas (11cm) qui favorise le bien-être du résident et facilite le travail du personnel

Le lit Ergomodel Flexicare répond aux besoins du terrain (aide à la mobilité, maintien de l'autonomie, confort et sécurité maximum pour le résident, réduction des facteurs de risques de TMS, multifonctionnalité pour simplifier le soin) et **préserve la relation soignant-résident**. C'est l'assurance d'**offrir un cadre de travail et de vie agréable pour tous**.


Position standard (40 cm)



Position ultra-basse (11 cm)



Hauteur variable
amplitude d'ajustement
80-11 cm



Position transat
position de repos
fowler, semi-fowler




Relève-jambes
5 positions



Position ultra-basse
11 cm



Relève-buste
jusqu'à 70°
avec translation de
12.5 cm



Fonction procline
avec translation
de 12.5 cm



Position fauteuil
préprogrammée



Plicature des genoux
jusqu'à 30°



Barrière 3 segments Levitas 4
anti-écrasement

TMS

1ère cause des maladies professionnelles en France (87%)

68%


des accidents du travail en EHPAD sont liés aux manutentions manuelles.

Les chutes par lit en EHPAD sont 2.6 fois plus fréquentes qu'à domicile

Avoir un **équipement adapté réduit le risque de chute** et les traumatismes liés aux chutes nocturnes.



Position ultra-basse
Position de sécurité à 11 cm limitant la hauteur de chute



Position standard
hauteur préconisée pour une sortie du résident facile et ergonomique



Position haute
position de soin qui facilite le travail des soignants et protège leur zone lombaire

DLM

CRÉATIONS

FOURNISSEUR
resah
Référence

Un lit de la gamme ergomodel qui répond aux usages de tous



ergomodel **Flexicare**

Maintien de l'autonomie et bien-être des résidents

- ☒ Offre **sécurité et sérénité** pour les nuits des résidents en particulier pour les unités Alzheimer
- ☒ **Positions de confort** qui offrent un **mieux-être** au résident et lui permettent d'être plus **indépendant**
- ☒ **Position fauteuil** qui favorise la prise des repas en permettant une **meilleure déglutition**, et **diminue les troubles respiratoires**
- ☒ La barrière "Levitas 4" offre au résident une **assistance** dans les différentes étapes de son déplacement et l'aide à favoriser ses capacités

Réduction de la pénibilité pour le personnel

- ☒ **Position ultra-basse** qui limite la pose d'un **tapis de chute** soir et matin par les soignants
- ☒ **Hauteurs variables** favorisant la position du soignant **lors des soins**
- ☒ Des fonctionnalités qui **diminuent les facteurs de risque** en évitant les gestes et postures **inconfortables**
- ☒ La barrière "Levitas 4" s'intègre dans la démarche "Accompagner la mobilité" (ALM) et s'adapte au travail du soignant

ergomodel
une marque **DLM**
CRÉATIONS

DLM CRÉATIONS - 155, rue Eugène Freyssinet - Actiparc de Grézan - 30 034 Nîmes Cedex 01 - Tél : 04 66 02 08 88 - contact@dmlcreations.net

Photos non contractuelles. Sous réserve de disponibilité et d'erreurs typographiques. DLM se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques et dimensions de ses produits sans préavis, dans le souci d'améliorer ses prestations. Reproduction interdite. Photographie : credit Cédrine Tresca - Shutterstock - Freepik. Création graphique : Service Marketing Interne L.Berthet. Exécution graphique : Service marketing interne L.Berthet Edition Mars 2023



ISO 9001

ISO 14001

ISO 26000

www.dmlcreations.net